

膳食补充剂

TROSYD® ACTIVE 指甲的变化

营养支持，由以下原因可能导致变化的情况下，有助于指甲的健康：

- 细菌或真菌感染性形式
- 外伤、萎缩症
- 炎症形式，包括甲癣

由于各种原因，指甲会发生改变：感染性形式，包括细菌性和真菌性，创伤性，萎缩性，炎症性，以及银屑病。典型的改变可能有：指甲剥落、颜色改变、失去光泽、形成粗糙和不平整的表面等。指甲结构受损害不仅会影响指甲的生长、形状和大小，而且还容易使指甲受到感染并发炎。有几个因素可能是这些变化的原因。其中一个主要因素是氧化应激，这使得指甲更容易受到外部侵害。在所有这些情况下，可以使用局部治疗，直接在指甲上抹药，但使用特定的补充剂也非常有用，特别是如果持续和长期服用，有助于提供针对导致指甲改变的各种因素的营养支持。

这是什么

Trosyd®Active是一种营养支持产品，在指甲板发生变化的情况下有助于指甲的健康，由于其特殊的成分，可从内部发挥功效。该配方含有锌和可可，有助于保护细胞免受氧化应激的影响，还含有维生素D3，有助于免疫系统的正常功能。此外，硒和印度金纽扣提取物分别有助于指甲的保养和健康。

不含麸质和乳糖。

适用于素食生活方式。

何时使用

Trosyd®Active是免疫防御和抗氧化应激的一种支持，氧化应激可使指甲遭受各种类型的侵害，包括“内部侵害”（如炎症形式的甲癣）和“外部侵害”（如由真菌或细菌引起的感染性形式；创伤性事件）。

服用起始年龄，建议3岁以上。

成分

麦芽糊精，香精，千日菊地上部分带花干提取物，L-缬氨酸，可可豆干提取物，L-鸟氨酸盐酸盐，富硒酵母，双甘氨酸锌，甜味剂：乙酰磺胺酸钾，蔗糖素，甜蜜素，抗结块剂：二氧化硅；膨化剂

营养说明

营养素	每包所含分量	NRV %*
千日菊地上部分带花干提取物	360 mg	-
L-缬氨酸	75 mg	-
可可豆干提取物	70 mg	-
L-鸟氨酸	50 mg	-
锌	7,5 mg	75 %
硒	60 µg	109 %
维生素D	15 µg	300 %

*营养素参考值

使用方法

每天在主餐后服用一包。将小袋中的内容物倒入玻璃杯中，然后加入100-150毫升（相当于一杯）的常温水或温水，搅拌至均匀即可。

建议持续服用本产品3个月。在指甲问题反复出现的情况下，为了获得最佳效果，建议在遵守3个月的间隔期后，再进行几个相同时间的使用周期（如下图）。



警告

建议每日摄入量不要超过建议剂量。补充剂不能替代多样、均衡的饮食和健康的生活方式。放在3岁以下儿童接触不到的地方。

储存条件

储存在阴凉、干燥的地方，远离光线、潮湿和直接热源。

版本.210401

欲了解更多信息：info@giulianipharma.com
为Giuliani S.p.A. 制作和包装，地址：Via
P. Palagi 2, Milano, 工厂地址：Via
Mentana 10, Nichelino (TO)

PAP 22
使用说明书
↓
纸类
分类垃圾回收。
确认所在城市法规

